

Gamme : Supports extérieurs
Ligne : PREMIUM


Flash clignotant à l'ouverture
Sirène de 110 dB



COFFRET MURAL LAERDAL FERMÉ



COFFRET MURAL LAERDAL OUVERT



Ouverture naturelle gauche
Fermeture par ergots

Réf. : D941370

Dimensions : 37 cm H x 31 cm L x 16 cm p
Poids : 1 Kg

- Boîtier adapté à la taille des défibrillateurs HS1 ou FRx. Fixation et utilisation très simple.
- Flash clignotant à l'ouverture de la porte ; Sirène: puissance 110 dB (désactivable par switch)
- Alimentation : 4 piles alcalines LR20 taille D - Autonomie: environ 2 ans.
- Porte en polycarbonate (PC), boîtier en ABS/PC, flash en PC cristal.
- Étanchéité IP43 : compatible pour une utilisation extérieure.
- Porte : ouverture naturelle gauche. Fermeture par ergot. Possibilité de mettre un scellé plastique détectant toute ouverture.
- Fixation au mur simple (pas de démontage du boîtier).
Electronique protégée par une plaque aluminium à l'arrière du défibrillateur.

• Livré avec :
- 4 Piles LR20 Taille D et un manuel d'utilisation
- Gabarit pour la fixation au mur

• Garantie 5 ans.

(Version chauffage disponible courant janvier 2010)

Espace pour l'alimentation
4 piles alcalines fournies

