

Gamme : Support intérieur Premium

Agrée
E.R.P



BOITIER POLYÉTHYLÈNE
pour défibrillateur

Plexiglas fumé
pour vérification de la DEL
de contrôle du défibrillateur.

Ouverture intuitive
pour accès libre et
rapide au défibrillateur



Plexiglas sérigraphié
avec instructions d'usage

1^{er} prix
du design
à la foire de Milan

Dimensions : 40.5 L x 58.5 H x 15.5 P cm
Poids : 1.838 Kg

- Boîtier plastique avec fenêtre glissante
- Anti - corrosion