

FICHE AUDIT DEFIBTECH « LIFELINE »

Société :

(Collectivité, administration, entreprise...)

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Marque et Type :

(Ex: DEA **Defibtech Lifeline Auto**) En précisant si Entièrement Automatique « **DEA** » ou Semi « **DSA** »


Référence :

(A l'arrière du défibrillateur, en bas à gauche, ex : **DDU100E**)



Numéro de série du défibrillateur :

A l'arrière du défibrillateur (Ex : S/N **116004510**)



L'indicateur du défibrillateur clignote en vert : Oui / Non

(En haut et à droite de la poignée)



Date de la mise en service :

... / ... /

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

Date de fabrication du DAE :

(A l'arrière du défibrillateur, en bas à droite, à côté du logo usine).



Date de péremption et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »

Date : Lot :

Cochez la référence : DDP-100 Autre, précisez :

Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »

Date : Lot :

Cochez la référence : DDP-200P Autre, précisez :



Date du dernier changement de la batterie lithium :

... / ... /

S/N :

Date de péremption de la batterie lithium (indiquée à côté du sablier) :

... / ...

Référence de la batterie :

DBP1400

DBP2800

(DBP2800 ou DBP1400, indiqué en haut sur la batterie)

Date du dernier changement de la pile lithium 9V (se trouvant à l'intérieur de la batterie) :

... / ... /

Numéro de la version :

(Pour obtenir la version, il faut appuyer sur le bouton vert, relâcher, puis ré appuyer 5 secondes en continu. Le défibrillateur donnera oralement la version Ex : Deux Zéro Zéro Un)

Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 45°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Remarques spécifiques :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :