

## FICHE AUDIT CARDIAC SCIENCE « G3 » / « G3 plus »

**Société** (Collectivité, administration, entreprise...) :

**Adresse :**

**Adresse du défibrillateur si différente :**

**Emplacement du DAE** (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

**Nom du référent :**

**Adresse email :**

**Téléphone :**


**Portable :**



**Marque et Type :**

(A l'avant sur le couvercle. Ex : DSA Cardiac Science **PowerHeart AED G3**)

(En précisant si Entièrement Automatique « DEA » ou Semi « DSA »)



**Référence produit :**

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : **9300E-511**)

**Numéro de série du défibrillateur :**

(A l'arrière du défibrillateur. Ex : S/N **375352**)



L'indicateur du défibrillateur est vert : Oui / Non

**Date de la mise en service :** ...../...../.....

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) :

**Date de fabrication du DAE :** . . / . . . . (A l'arrière du défibrillateur sous le logo "usine")



**Date de péremption et n° lot des électrodes thérapeutiques « adulte »**

Date : Lot :


Cochez la référence : 9131  Autre, précisez  : .....

**Date de péremption et n° lot des électrodes « pédiatriques »**

Date : Lot :

Cochez la référence : 9730  Autre, précisez  : .....

**Date du dernier changement de la batterie lithium :** . . / . . / . . . .



**Référence, lot et date de fabrication de la batterie / REF :** **LOT :** **Date :** . . . . - . . . .

**Numéro de la version :**

(Pour obtenir la version, il faut allumer le défibrillateur, la version sera indiquée sur l'écran. Ex : G3.45-2 FT21 FR21)

**Le défibrillateur est stocké en permanence entre 5°C et 45°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

**Cochez l'installation :** Extérieur  Intérieur

**Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

**DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j :** Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

**Date :**

**Nom :**

**Signature Client / Référent :**