

FICHE AUDIT DEFIBTECH « LIFELINE »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / /

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /

⇒ **Sur la face avant:**

L'indicateur du défibrillateur clignote en vert Oui / Non :



⇒ **Informations sur les électrodes**

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)



Électrodes « adulte » Cochez la référence, si celle-ci est indiquée : ☐ DDP-100

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : D012224-04

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2026-07-31

Électrodes « pédiatrique » Cochez la référence, si celle-ci est indiquée : ☐ DDP-200P

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : D012224-04

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») : Exemple : 2028-05-31

⇒ **Retourner le défibrillateur**

Cocher le type de DAE de marque DEFIBTECH Lifeline :



Référence : DDU-100 ☐ DDU-120 ☐

Numéro de série du défibrillateur :

A l'arrière du défibrillateur (Ex : S/N 116004510)

Date de fabrication du DAE :

(A l'arrière du défibrillateur, en bas à droite, à côté du logo usine).



⇒ **Retirer la batterie**

Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Cochez la référence, si celle-ci est indiquée : ☐ DBP-1400 ☐ DBP-2800

Date Limite d'Utilisation (à côté du symbole « SABLIER ») :/.....

Numéro de série (à côté du symbole « SN ») :

⇒ **Date du dernier changement de la pile lithium 9V** (se trouvant à l'intérieur de la batterie) :/...../.....

⇒ **Remettre la batterie => L'indicateur du défibrillateur clignote en vert :** Oui / Non

⇒ **Numéro de la version :**

(Pour obtenir la version, il faut appuyer sur le bouton vert, relâcher, puis ré appuyer 5 secondes en continu. Le défibrillateur donnera oralement la version Ex : Deux Zéro Zéro Un)

⇒ **Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cochez l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ **Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :