

FICHE AUDIT PHYSIO CONTROL « LIFEPAK 1000 »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / /

(Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /



⇒ **Sur la face avant :**

L'indicateur « OK » du défibrillateur est présent : Oui / Non (En haut à droite)

⇒ **Informations sur les électrodes**

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Électrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 11996-000017 Si autre référence, précisez :

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :-...-... Exemple : 2027-09-24

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 509230

Date de fabrication (à côté du symbole « LOT ») :-...-... Exemple : 2025-03-24


Électrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 11101-000016 Si autre référence, précisez :

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :-...-... Exemple : 2027-09-24

Lot (à côté du symbole « LOT ») : Exemple : 509230

Date de fabrication (à côté du symbole « LOT ») :-...-... Exemple : 2025-03-24



⇒ **Retourner le défibrillateur**


Cocher le type de DAE de marque PHYSIO CONTROL **LIFEPAK 1000** :

Référence : ☐ 99425-000097 Si autre référence, précisez :

Date de fabrication (à côté du symbole « USINE ») :

Numéro de série du défibrillateur : (à côté du symbole « SN »).

Ex : 39102571



⇒ **Retirer la batterie**


Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Cocher la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée : ☐ 11141-000156

Si autre référence, précisez :

Date Limite d'Installation (à côté du symbole « SABLIER ») :-...-...

Lot (à côté du symbole « LOT ») : (Exemple : 1333)



⇒ **Remettre la batterie => L'indicateur « OK » du défibrillateur est présent : Oui / Non**

⇒ **Récupérer le numéro de la version :**

(Pour obtenir la version, il faut allumer le défibrillateur, la version sera indiquée sur l'écran, en bas à droite. Ex : v.2.42)

⇒ **Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C :** Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cocher l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ **Présence d'un PC Sécurité :** Oui / Non **Présence d'un accueil :** Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non **Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :**

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :