

FICHE AUDIT ZOLL « AED PRO »

Société (Collectivité, administration, entreprise...) :

Adresse :

Adresse du défibrillateur si différente :

Emplacement du DAE (hall d'entrée, sous l'escalier B, salle de réunion...) :

Nom du référent :

Adresse email :

Téléphone :

Portable :



Date de la mise en service: / / (Si inconnue, nous transmettre la date d'achat) : / /

⇒ Sur la face avant : L'indicateur du défibrillateur est en coche verte : Oui / Non



Cocher le type de DAE de marque ZOLL AED PRO :


Référence : ☐ ZOLL AED PRO DSA (présence du bouton choc orange)

☐ ZOLL AED PRO DEA (pas de présence du bouton choc orange)



⇒ Récupérer le numéro de la version :

(Pour obtenir la version, il faut maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'écran ci-dessous apparaisse.
La version de MAJ commençant par « P ». Ex : P:02.75)



⇒ Informations sur les électrodes

(Informations visibles sur le sachet des électrodes)

Électrodes « adulte » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 8900-0800-01 ☐ 8900-0815-01 ☐ 8900-0801-01 ☐ 8900-0402

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») :Exemple : 0922A

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :Exemple : 2027-05-26

Électrodes « pédiatrique » cocher la référence des électrodes, si celle-ci est indiquée :

☐ 8900-0810-01

Si autre référence, précisez :

Lot (à côté du symbole « LOT ») :Exemple : 0922A

Date de péremption (à côté du symbole « SABLIER ») :Exemple : 2027-05-26

⇒ Retirer la batterie

(Batterie présente sur la face avant du défibrillateur en soulevant et en retirant le capot)

Date du dernier changement de la batterie lithium :/...../.....

Cocher la référence de la batterie, si celle-ci est indiquée: ☐ (241)8000-0860-01

Si autre référence, précisez :


Numéro de série (en dessous du symbole « SN » (21)) :(Exemple : AV12180540)

Date Limite d'Installation (au-dessus du symbole « INSTALL BY ») . (15)

⇒ Remettre la batterie => L'indicateur est en coche verte : Oui / Non

⇒ Retourner le défibrillateur

Numéro de série du défibrillateur :(A l'arrière du défibrillateur. Ex : AA05E000698)



⇒ Le défibrillateur est stocké en permanence entre 0°C et 50°C : Oui / Non

(Boîtier non exposé au soleil, ventilant, chauffant et alimenté pour les extérieurs, emplacement chauffé l'hiver pour les intérieurs...)

Cocher l'installation : Extérieur ☐ Intérieur ☐ Présence d'un PC Sécurité : Oui / Non Présence d'un accueil : Oui / Non

DAE Accessible 24h/24h et 7j/7j : Oui / Non Si la réponse est « Non » merci de préciser les jours et horaires d'accès au DAE :

Date :

Nom :

Signature Client / Référent :